

## SKILL 08\_ IMMOBILIZZATORE SPINALE (KED)

*(Manovra a TRE Soccorritori)*

**NOMINATIVO:** \_\_\_\_\_ **Associazione:** \_\_\_\_\_ **Data:** \_\_\_\_\_

LINEE GUIDA PER L'ESECUZIONE	☹	☺	☺
1. Fa immobilizzare il capo in posizione neutra			
2. Chiama il paziente, si presenta, spiega la manovra; posiziona il collare cervicale previo controllo del collo			
3. Fa distanziare il paziente dallo schienale con l'aiuto di un altro soccorritore (mano sul petto e altra dietro la schiena)			
4. Posiziona l'immobilizzatore, infilandolo dal basso verso l'alto dietro la schiena del paziente con le cinghie sulla parete esterna			
5. Centra l'immobilizzatore dietro il paziente; sfilare e fermare le gambe e le estrae			
6. Avvolge i supporti laterali al tronco del paziente e chiude le tre cinghie nell'ordine: centrale, inferiore e superiore			
7. Tira l'immobilizzatore verso l'alto in modo da farlo calzare bene sotto le ascelle e tira bene le tre cinghie (attenzione ai problemi respiratori e addominali)			
8. Colloca, con un movimento lento e a zig zag, le cinghie per le gambe portandole sotto le cosce e le natiche e le fissa ciascuna dal suo lato			
9. Se necessario posiziona il cuscino in modo da riempire il vuoto tra la nuca della vittima e l'immobilizzatore			
10. Posiziona i supporti per il capo fissandoli con i lacci in velcro, il fermafronte e il sottogola vanno incrociati ai lati			
11. Controlla la tenuta di tutte le cinghie posizionate			
12. Estrae il paziente con il terzo soccorritore ruotandolo sulla spinale con l'ausilio delle maniglie, il primo soccorritore sostiene gli arti inferiori			

**PUNTI DI FORZA:** \_\_\_\_\_

**ASPETTI MIGLIORABILI:** \_\_\_\_\_

**INDICAZIONI/SUGGERIMENTI:** \_\_\_\_\_

**ISTRUTTORE** (nominativo) \_\_\_\_\_ (firma) \_\_\_\_\_